




КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И  
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И  
АРХИТЕКТУРЫ АО «КАЗНИИСА»

***ПРЕЙСКУРАНТ № 3 - 2026***

***Денсаулық сақтау объектілерінің жабдығына,  
жиһазына және мүкәммалына***

---

***ПРЕЙСКУРАНТ № 3 - 2026 Оборудование, мебель  
и инвентарь для объектов  
здравоохранения***



***Астана 2026***





## **ПРЕЙСКУРАНТ № 3 - 2026.02**







**Денсаулық сақтау объектілерінің жабдығына,  
жиһазына және мүкәммалына**

---







## **ПРЕЙСКУРАНТ № 3 - 2026.02**






**Оборудование, мебель и инвентарь для объектов  
здравоохранения**

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
526-301-0116	Облучатель бактерицидный настенный открытого типа				
526-301-0116-0008	ОБНП - 1x15 Облучатель бактерицидный настенно-потолочный типа ТУМАР ОБНП 1x15	шт.	2	—	
526-301-0116-0009	ОБНП - 2x15 Облучатель бактерицидный настенно-потолочный типа ТУМАР ОБНП 2x15	шт.	2,2	—	
526-301-0116-0010	ОБНП - 1x30 Облучатель бактерицидный настенно-потолочный типа ТУМАР ОБНП 1x30	шт.	2,8	—	
526-301-0116-0011	ОБНП - 2x30 Облучатель бактерицидный настенно-потолочный типа ТУМАР ОБНП 2x30	шт.	3,5	—	
526-301-0116-0012	ОБНП - 1x55 Облучатель бактерицидный настенно-потолочный типа ТУМАР ОБНП 1x55	шт.	2,8	—	






КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
526-301-0116-0013	ОБНП -2x55 Облучатель бактерицидный настенно-потолочный типа ТУМАР ОБНП 2x55	шт.	3,6	_____	
526-301-0116-0014	ОБНП 1x15 Облучатель бактерицидный настенно-потолочный типа ТУМАР ОБНП 1x15	шт.	1,8	_____	
526-301-0116-0015	ОБНП 2x15 Облучатель бактерицидный настенно-потолочный типа ТУМАР ОБНП 2x15	шт.	1,9	_____	
526-301-0116-0016	ОБНП 1x30 Облучатель бактерицидный настенно-потолочный типа ТУМАР ОБНП 1x30	шт.	2,8	_____	
526-301-0116-0017	ОБНП 2x30 Облучатель бактерицидный настенно-потолочный типа ТУМАР ОБНП 2x30	шт.	3,5	_____	
526-301-0116-0018	ОБН 2x15 Облучатель бактерицидный настенный с защитным экраном типа ТУМАР ОБН 2x15	шт.	2,7	_____	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
526-301-0116-0019	ОБН 1x30 Облучатель бактерицидный настенный с защитным экраном типа ТУМАР ОБН 1x30	шт.	3,1	_____	
526-301-0116-0020	ОБН 2x30 Облучатель бактерицидный настенный с защитным экраном типа ТУМАР ОБН 2x30	шт.	3,2	_____	
526-301-0117	Облучатель бактерицидный переносной/ передвижной открытого типа	шт.			
526-301-0117-0008	ОБП 1x15 Облучатель бактерицидный переносной типа ТУМАР ОБП 1x15	шт.	2,8	_____	
526-301-0117-0009	ОБП 2x15 Облучатель бактерицидный переносной типа ТУМАР ОБП 2x15	шт.	4,4	_____	
526-301-0117-0010	ОБП 4x15 Облучатель бактерицидный переносной типа ТУМАР ОБП 4x15	шт.	5,2	_____	
526-301-0117-0011	ОБП 1x30 Облучатель бактерицидный передвижной типа ТУМАР ОБП 1x30	шт.	6,5	_____	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
526-301-0117-0012	ОБП 1x30 Облучатель бактерицидный передвижной с модулем управления: таймер и индикатор времени наработки типа ТУМАР ОБП 1x30	шт.	6,5	_____	
526-301-0117-0013	ОБП 2x30 Облучатель бактерицидный передвижной типа ТУМАР ОБП 2x30	шт.	6,7	_____	
526-301-0117-0014	ОБП 2x30 Облучатель бактерицидный передвижной с модулем управления: таймер и индикатор времени наработки типа ТУМАР ОБП 2x30	шт.	6,7	_____	
526-301-0117-0015	ОБП 3x30 Облучатель бактерицидный передвижной типа ТУМАР ОБП 3x30	шт.	7,1	_____	
526-301-0117-0016	ОБП 3x30 Облучатель бактерицидный передвижной с модулем управления: таймер и индикатор времени наработки типа ТУМАР ОБП 3x30	шт.	7,1	_____	
526-301-0117-0017	ОБП 4x30 Облучатель бактерицидный передвижной типа ТУМАР ОБП 4x30	шт.	9	_____	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
526-301-0117-0018	ОБП 4x30 Облучатель бактерицидный передвижной с модулем управления: таймер и индикатор времени наработки типа ТУМАР ОБП 4x30	шт.	9	_____	
526-301-0117-0019	ОБП 6x30 Облучатель бактерицидный передвижной типа ТУМАР ОБП 6x30	шт.	14	_____	
526-301-0117-0020	ОБП 6x30 Облучатель бактерицидный передвижной с модулем управления: таймер и индикатор времени наработки типа ТУМАР ОБП 6x30	шт.	14	_____	
526-301-0117-0021	ОБП 8x30 Облучатель бактерицидный передвижной типа ТУМАР ОБП 8x30	шт.	19	_____	
526-301-0117-0022	ОБП 8x30 Облучатель бактерицидный передвижной с модулем управления: таймер и индикатор времени наработки типа ТУМАР ОБП 8x30	шт.	19	_____	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
526-301-0118	Облучатель бактерицидный настенный закрытого типа	шт.			
526-301-0118-0010	ОБН 150-РЭ Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном типа ОБН 150-РЭ	шт.	4,5	—	
526-301-0118-0011	ОБН 150-РЭ Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном и выносной панелью управления типа ОБН 150-РЭ	шт.	4,5	—	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
526-301-0119	Облучатель-рециркулятор переносной/передвижной	шт.			
526-301-0119-0007	РВБ 1/15 Рециркулятор воздуха бактерицидный типа ТУМАР РВБ 1/15	шт.	3,3	_____	
526-301-0119-0008	РВБ 1/30 Рециркулятор воздуха бактерицидный типа ТУМАР РВБ 1/30	шт.	5	_____	
526-301-0119-0009	РВБ 2/15 Рециркулятор воздуха бактерицидный типа ТУМАР РВБ 2/15	шт.	5	_____	
526-301-0119-0010	РВБ 2/25 Рециркулятор воздуха бактерицидный типа ТУМАР РВБ 2/25	шт.	5	_____	
526-301-0119-0011	РВБ 2/30 Рециркулятор воздуха бактерицидный типа ТУМАР РВБ 2/30	шт.	5	_____	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
526-301-0119-0012	РВБ 2/55 Рециркулятор воздуха бактерицидный типа ТУМАР РВБ 2/55	шт.	5	_____	
526-301-0119-0013	РВБ 1/15М Рециркулятор воздуха бактерицидный с модулем управления типа ТУМАР РВБ 1/15М	шт.	3,3	_____	
526-301-0119-0014	РВБ 1/30М Рециркулятор воздуха бактерицидный с модулем управления типа ТУМАР РВБ 1/30М	шт.	5	_____	
526-301-0119-0015	РВБ 2/15М Рециркулятор воздуха бактерицидный с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/15М	шт.	3,3	_____	
526-301-0119-0016	РВБ 2/25М Рециркулятор воздуха бактерицидный с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/25М	шт.	3,3	_____	
526-301-0119-0017	РВБ 2/30М Рециркулятор воздуха бактерицидный с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/30М	шт.	5,2	_____	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
526-301-0119-0018	РВБ 2/55М Рециркулятор воздуха бактерицидный с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/55М	шт.	5,3	—	
526-301-0119-0019	РВБ 1/15П Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной типа ТУМАР РВБ 1/15П	шт.	6	—	
526-301-0119-0020	РВБ 1/30П Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной типа ТУМАР РВБ 1/30П	шт.	10,3	—	
526-301-0119-0021	РВБ 2/15П Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной типа ТУМАР РВБ 2/15П	шт.	7,8	—	
526-301-0119-0022	РВБ 2/25П Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной типа ТУМАР РВБ 2/25П	шт.	6	—	
526-301-0119-0023	РВБ 2/30П Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной типа ТУМАР РВБ 2/30П	шт.	10,3	—	





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
526-301-0119-0024	РВБ 2/55П Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной типа ТУМАР РВБ 2/55П	шт.	10,3	_____	
526-301-0119-0025	РВБ 1/15ПМ Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной с модулем управления типа ТУМАР РВБ 1/15ПМ	шт.	6	_____	
526-301-0119-0026	РВБ 1/30ПМ Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной с модулем управления типа ТУМАР РВБ 1/30ПМ	шт.	10,3	_____	
526-301-0119-0027	РВБ 2/15ПМ Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/15ПМ	шт.	6	_____	
526-301-0119-0028	РВБ 2/25ПМ Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/25ПМ	шт.	6	_____	
526-301-0119-0029	РВБ 2/30ПМ Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/30ПМ	шт.	10,3	_____	






КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
526-301-0119-0030	РВБ 2/55ПМ Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/55ПМ	шт.	10,3	_____	
526-301-0119-0031	РВБ 1/15 Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный типа ТУМАР РВБ 1/15 Лайт	шт.	4	_____	
526-301-0119-0032	РВБ 1/30 Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный типа ТУМАР РВБ 1/30 Лайт	шт.	6	_____	
526-301-0119-0033	РВБ 2/15 Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный типа ТУМАР РВБ 2/15 Лайт	шт.	4	_____	
526-301-0119-0034	РВБ 2/25 Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный типа ТУМАР РВБ 2/25 Лайт	шт.	4	_____	
526-301-0119-0035	РВБ 2/30 Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный типа ТУМАР РВБ 2/30 Лайт	шт.	6	_____	

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
526-301-0119-0036	РВБ 2/55 Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный типа ТУМАР РВБ 2/55 Лайт	шт.	6	_____	
526-301-0119-0037	РВБ 1/15М Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный с модулем управления типа ТУМАР РВБ 1/15М Лайт	шт.	4	_____	
526-301-0119-0038	РВБ 1/30М Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный с модулем управления типа ТУМАР РВБ 1/30М Лайт	шт.	6	_____	
526-301-0119-0039	РВБ 2/15М Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/15М Лайт	шт.	4	_____	
526-301-0119-0040	РВБ 2/25М Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/25М Лайт	шт.	4	_____	
526-301-0119-0041	РВБ 2/30М Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/30М Лайт	шт.	6	_____	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
526-301-0119-0042	РВБ 2/55М Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/55М Лайт	шт.	6	_____	
526-301-0119-0043	РВБ 1/15П Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной типа ТУМАР РВБ 1/15П Лайт	шт.	7	_____	
526-301-0119-0044	РВБ 1/30П Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной типа ТУМАР РВБ 1/30П Лайт	шт.	11	_____	
526-301-0119-0045	РВБ 2/15П Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной типа ТУМАР РВБ 2/15П Лайт	шт.	6	_____	
526-301-0119-0046	РВБ 2/25П Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной типа ТУМАР РВБ 2/25П Лайт	шт.	6	_____	
526-301-0119-0047	РВБ 2/30П Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной типа ТУМАР РВБ 2/30П Лайт	шт.	7	_____	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
526-301-0119-0048	РВБ 2/55П Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной типа ТУМАР РВБ 2/55П Лайт	шт.	11	_____	
526-301-0119-0049	РВБ 1/15ПМ Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной с модулем управления типа ТУМАР РВБ 1/15ПМ Лайт	шт.	7	_____	
526-301-0119-0050	РВБ 1/30ПМ Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной с модулем управления типа ТУМАР РВБ 1/30ПМ Лайт	шт.	11	_____	
526-301-0119-0051	РВБ 2/15ПМ Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/15ПМ Лайт	шт.	6	_____	
526-301-0119-0052	РВБ 2/25ПМ Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/25ПМ Лайт	шт.	6	_____	
526-301-0119-0053	РВБ 2/30ПМ Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/30ПМ Лайт	шт.	7	_____	






КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
526-301-0119-0054	РВБ 2/55ПМ Лайт Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной с модулем управления типа ТУМАР РВБ 2/55ПМ Лайт	шт.	11	—	
527-115-0225	Бокс ламинарный	шт.			
527-115-0225-0001	BioGuard-1200 Бокс ламинарный типа BioGuard, вариант исполнения 1200, 2 класс	шт.	230	—	
527-115-0225-0002	BioGuard-1500 Бокс ламинарный типа BioGuard, вариант исполнения 1500, 2 класс	шт.	235	—	
527-115-0226	Шкаф биологической безопасности	шт.			
527-115-0226-0001	BioLamic-1200 Шкаф биологической безопасности типа BioLamic, вариант исполнения 1200, 1 класс	шт.	220	—	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-115-0227	Шкаф для хранения стерильных эндоскопов	шт.			
527-115-0227-0001	Э-4Ф-М1-00 (Э-4-01) Шкаф для хранения стерильных эндоскопов с фильтром тонкой (абсолютной) очистки типа Эндомед 4	шт.	95	_____	
527-115-0227-0002	Э-4УФ-М1-00 (Э-4-02) Шкаф для хранения стерильных эндоскопов с УФ облучателем рециркулятором типа Эндомед 4	шт.	100	_____	
527-115-0227-0003	Э-8УФ-М1-00 (Э-8-М-01) Шкаф для хранения стерильных эндоскопов с УФ облучателем рециркулятором типа Эндомед 8	шт.	122	_____	
527-115-0227-0004	Э-4УФ-М1-00 (Э-4-02) Шкаф для хранения стерильных эндоскопов с фильтром тонкой (абсолютной) очистки типа Эндомед 8	шт.	120	_____	
527-115-0227-0005	Э-8УФ-М2-00 (Э-8-01) Шкаф для хранения стерильных эндоскопов с фильтром тонкой очистки (с сушкой подогретым воздухом и вращающейся выкатной стойкой) типа Эндомед 8	шт.	119	_____	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-115-0227-0006	Э-8УФ-М3-00 (Э-8-02) Шкаф для хранения стерильных эндоскопов с фильтром тонкой очистки (с сушкой подогретым воздухом и двумя выкатными стойками) типа Эндомед 8	шт.	119	—	
527-115-0227-0007	Э-4Ф-М2-00 (Э-4-С-01) Шкаф для хранения стерильных эндоскопов с продувкой каналов и сушкой типа Эндомед 4	шт.	130	—	
527-115-0227-0008	Э-8-С-00 Шкаф для хранения стерильных эндоскопов с продувкой каналов и сушкой типа Эндомед 8	шт.	150	—	
527-115-0235	Кабина изолирующая	шт.			
527-115-0235-0001	КИК-СМ-01 Кабина кашлевая изолирующая для сбора мокроты типа КИКСМ-01	шт.	150	—	
527-114-0120	Кровать механическая функциональная	шт.			
527-114-0120-0005	КМФ-1-00 Кровать функциональная взрослая без матраса типа MedWell КФ-2	шт.	63	—	




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0120-0006	<p>КМФ-1М1-00</p> <p>Кровать функциональная взрослая с матрасом типа MedWell КФ-2</p>	шт.	40	_____	
527-114-0120-0007	<p>КМФ-2-00</p> <p>Кровать функциональная взрослая без матраса и подъемным механизмом растомат для регулировки подъема верхней части тела человека типа MedWell КФ-2</p>	шт.	40	_____	
527-114-0120-0008	<p>КМФ-2М5-00</p> <p>Кровать функциональная взрослая с матрасом и подъемным механизмом растомат для регулировки подъема верхней части тела человека типа MedWell КФ-2</p>	шт.	40	_____	
527-114-0120-0009	<p>КМФ-2М1-00</p> <p>Кровать функциональная взрослая без матраса, с колесами и подъемным механизмом растомат для регулировки подъема верхней части тела человека типа MedWell КФ-2</p>	шт.	40	_____	
527-114-0120-0010	<p>КМФ-2М6-00</p> <p>Кровать функциональная взрослая с матрасом, с колесами и подъемным механизмом растомат для регулировки подъема верхней части тела человека типа MedWell КФ-2</p>	шт.	45	_____	
527-114-0120-0011	<p>КМФ-2М2-00</p> <p>Кровать функциональная подростковая без матраса, с колесами и подъемным механизмом растомат для регулировки подъема верхней части тела человека типа MedWell КФ-2</p>	шт.	45	_____	

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0120-0012	<p><b>КМФ-2М7-00</b> Кровать функциональная подростковая с матрасом, подъемным механизмом растомат для регулировки подъема верхней части тела человека типа MedWell КФ-2</p>	шт.	30	_____	
527-114-0120-0013	<p><b>КМД-1-00</b> Кровать функциональная детская без матраса, с подъемным ложе типа MedWell КФ-2</p>	шт.	30	_____	
527-114-0120-0014	<p><b>КМД-1-01</b> Кровать функциональная детская с матрасом, подъемным ложе типа MedWell КФ-2</p>	шт.	50	_____	
527-114-0120-0015	<p><b>КМФ-2М3-00</b> Кровать функциональная взрослая без матраса, с колесами, пластиковыми спинками и подъемным механизмом растомат для регулировки подъема верхней части тела человека типа MedWell КФ-2</p>	шт.	50	_____	
527-114-0120-0016	<p><b>КМФ-2М3-00</b> Кровать функциональная взрослая с матрасом, с колесами, пластиковыми спинками и подъемным механизмом растомат для регулировки подъема верхней части тела человека типа MedWell КФ-2</p>	шт.	45	_____	
527-114-0120-0017	<p><b>КМФ-2М3-00</b> Кровать функциональная для новорожденных с кюветой и матрасом типа MedWell</p>	шт.	45	_____	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0200	Стол	шт.			
527-114-0205-0002	СМП 3-00 Столик прикроватный типа MedWell, габариты 450x430x730 (до1140) мм, телескопическая стойка, 4 колеса (2 с тормозом)	шт.	12	_____	
527-114-0208	Столик металлический	шт.			
527-114-0208-0001	СММ-1-00 типа MedWell многофункциональный, на колесиках, две открытые полки из нержавеющей стали с бортиками, общими размерами 600x400x1000 мм	шт.	15	_____	
527-114-0208-0002	СММ-1М1-00 типа MedWell многофункциональный, на колесиках, две открытые стеклянные полки с 5 мм с бортиками, общими размерами 630x400x1000 мм	шт.	15	_____	
527-114-0208-0003	СММ-2-00 типа MedWell многофункциональный, на колесиках, три открытые полки из нержавеющей стали, с бортиками, общими размерами 600x400x1000 мм	шт.	17	_____	
527-114-0208-0004	СММ-3-00 типа MedWell многофункциональный, на колесиках, три открытые полки из нержавеющей стали с бортиками, общими размерами 600x400x1000 мм	шт.	19	_____	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0208-0005	СММ-4-00 типа MedWell многофункциональный, на колесиках, три открытые полки из нержавеющей стали с бортиками, один выдвижной ящик с доводчиком, общими размерами 600x400x1000 мм	шт.	22	_____	
527-114-0208-0006	СММ-5-00 типа MedWell многофункциональный, на колесиках, две открытые полки из нержавеющей стали с бортиками, два выдвижных ящика с доводчиками, общими размерами 600x400x1000 мм	шт.	24	_____	
527-114-0208-0007	СММ-6-00 типа MedWell многофункциональный, на колесиках, две открытые полки из нержавеющей стали с бортиками, два выдвижных ящика с доводчиками, общими размерами 600x400x1000 мм	шт.	25	_____	
527-114-0208-0008	СММ-7-00 типа MedWell многофункциональный, на колесиках, три открытые полки из нержавеющей стали с бортиками, четыре выдвижных ящика с доводчиками, общими размерами 600x400x1000 мм	шт.	29	_____	
527-114-0208-0009	СММ-7-01 типа MedWell многофункциональный, на колесиках, три открытые полки из нержавеющей стали с бортиками, четыре выдвижных ящика с доводчиками и индивидуальным замком, общими размерами 600x400x1000 мм	шт.	29	_____	
527-114-0208-0010	СММ-8-00 типа MedWell многофункциональный, на колесиках, одна открытая полка из нержавеющей стали с бортиками, двумя большими и четырьмя маленькими выдвижными ящиками с доводчиками, общими размерами 600x400x1000 мм	шт.	29	_____	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0208-0011	СМЗ-1-00 типа MedWell с мягкими элементами СМЗ, мягкой столешницей, общим габаритом 550x370x725 мм. Каркас цельносварной из профильной трубы 20x20x1,5 мм	шт.	5	_____	
527-114-0209	Стол металлический	шт.			
527-114-0209-0001	СМП-1-00 типа MedWell с мягкими элементами СМП (пеленальный) с полкой, сборно-разборной сварной конструкции из профильных стальных труб, общий размер 830x750x930 мм, с матрасом	шт.	25	_____	
527-114-0209-0002	СМП-2-00 типа MedWell с мягкими элементами СМП (пеленальный) с тумбой, сборно-разборной сварной конструкции из профильных стальных труб, общий габарит 860x700x820(920) мм, с матрасом	шт.	45	_____	
527-114-0209-0003	СМЛ-1-00 типа MedWell каркас изготовлен из стальной трубы 25x25x1,5 мм, столешница из нержавеющей стали 0,8 мм, размеры 1150x600x850 мм. Нагрузка на столешницу не более 160 кг	шт.	20	_____	
527-114-0209-0004	СМЛ-1-01 типа MedWell каркас изготовлен из стальной трубы 25x25x1,5 мм, столешница из нержавеющей стали 0,8 мм, размеры 1500x600x870 мм. Нагрузка на столешницу не более 160 кг	шт.	20	_____	
527-114-0209-0005	СМЛ-2-00 типа MedWell с двумя выдвижными ящиками с доводчиками. Каркас изготовлен из стальной трубы 25x25x1,5 мм, столешница из нержавеющей стали 0,8 мм, размеры 1150x600x850 мм. Нагрузка на столешницу не более 160 кг	шт.	40	_____	




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0209-0006	СМЛ-2-01 типа MedWell с двумя выдвижными ящиками с доводчиками. Каркас изготовлен из стальной трубы 25x25x1,5 мм, столешница из нержавеющей стали 0,8 мм, размеры 1150x600x1000 мм. Нагрузка на столешницу не более 160 кг	шт.	42	_____	
527-114-0209-0007	СМЛ-4-00 типа MedWell с нижней полкой, сформированной из перекладин, размеры 1150x600x850 мм. Каркас изготовлен из стальной трубы 25x25x1,5 мм, столешница из нержавеющей стали 0,8 мм. Нагрузка на столешницу не более 160 кг	шт.	25	_____	
527-114-0209-0008	СМЛ-4-01 типа MedWell с нижней полкой, сформированной из перекладин, размеры 1400x600x850 мм. Каркас изготовлен из стальной трубы 25x25x1,5 мм, столешница из нержавеющей стали 0,8 мм. Нагрузка на столешницу не более 160 кг	шт.	28	_____	
527-114-0209-0009	СМЛ-4-02 типа MedWell с нижней полкой, сформированной из перекладин, размеры 1500x600x850 мм. Каркас изготовлен из стальной трубы 25x25x1,5 мм, столешница из нержавеющей стали 0,8 мм. Нагрузка на столешницу не более 160 кг	шт.	30	_____	
527-114-0209-0010	СМЛ-6-00 типа MedWell каркас выполнен из стальной трубы 25x25x1,5 мм и листового металла 0,7 мм. Столешница из листа нержавеющей стали 0,8 мм, размеры 1150x600x1500 мм. Оснащен компонентами подключения к инженерным коммуникациям. Нагрузка на столешницу не более 160 кг	шт.	41	_____	
527-114-0209-0011	СМЛ-7-00 типа MedWell размеры 1150x600x850/1965 мм, выполнен из стальной трубы 25x25x1,5 мм и листового металла 0,7 мм. Стол оснащен двумя выдвижными ящиками с доводчиками в нижней части и одним двухстворчатым ящиком в виде надстройки в верхней части. Столешница из нержавеющей стали 0,8 мм. Нагрузка на столешницу не более 160 кг	шт.	60	_____	

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0209-0012	СМЛ-8-00 типа MedWell с мойкой и возможностью подключения инженерных коммуникаций, из стальной трубы 25x25x1,5 мм и листового металла 0,7мм, размеры 800x600x900 мм. Мойка со столешницей из нержавеющей стали и двухстворчатой тумбой. Нагрузка на столешницу не более 150 кг	шт.	30	_____	
527-114-0209-0013	СМЛ-8-01 типа MedWell с мойкой и возможностью подключения инженерных коммуникаций, из стальной трубы 25x25x1,5 мм и листового металла 0,7мм, размеры 1000x600x900 мм. Мойка со столешницей из нержавеющей стали и двухстворчатой тумбой. Нагрузка на столешницу не более 150 кг	шт.	32	_____	
527-114-0209-0014	СМЛ-8М1-00 типа MedWell с двойной мойкой и возможностью подключения инженерных коммуникаций, из стальной трубы 25x25x1,5 мм и листового металла 0,7мм, размеры 800x500x900 мм. Мойка со столешницей из нержавеющей стали и двухстворчатой тумбой. Нагрузка на столешницу не более 150 кг	шт.	28	_____	
527-114-0209-0015	СМЛ-8М2-00 типа MedWell с двойной мойкой и возможностью подключения инженерных коммуникаций, из стальной трубы 25x25x1,5 мм и листового металла 0,7мм, размеры 800x500x900 мм. Мойка из нержавеющей стали и тумбой без дверей. Нагрузка на столешницу не более 150 кг	шт.	28	_____	
527-114-0209-0016	СМЛ-8М3-00 типа MedWell с мойкой и возможностью подключения инженерных коммуникаций, из стальной трубы 25x25x1,5 мм и листового металла 0,7мм, размеры 1000x600x850 мм. Мойка из нержавеющей стали и двухстворчатой тумбой. Нагрузка на столешницу не более 150 кг	шт.	33	_____	
527-114-0209-0017	СМЛ-8М3-01 типа MedWell с мойкой и возможностью подключения инженерных коммуникаций, из стальной трубы 25x25x1,5 мм и листового металла 0,7мм, размеры 800x600x850 мм. Мойка из нержавеющей стали и двухстворчатой тумбой. Нагрузка на столешницу не более 150 кг	шт.	30	_____	





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0209-0018	СМЛ-8МЗ-02 типа MedWell с мойкой и возможностью подключения инженерных коммуникаций, из стальной трубы 25x25x1,5 мм и листового металла 0,7мм, размеры 1200x600x850 мм. Мойка из нержавеющей стали и двухстворчатой тумбой. Нагрузка на столешницу не более 150 кг	шт.	34	—	
527-114-0209-0019	СМЛ-9-00 типа MedWell с мойкой и выдвижным ящиком, размеры 1200x600x900 мм, с возможностью подключения инженерных коммуникаций из стальной трубы 25x25x1,5 мм и листового металла 0,7мм. Мойка и столешница из нержавеющей стали, двухстворчатой тумбой и одним выдвижным ящиком с доводчиками. Нагрузка на столешницу не более 150 кг	шт.	55	—	
527-114-0209-0020	СМЛ-9-01 типа MedWell с мойкой и выдвижным ящиком, размеры 800x600x900 мм, с возможностью подключения инженерных коммуникаций из стальной трубы 25x25x1,5 мм и листового металла 0,7мм. Мойка и столешница из нержавеющей стали, двухстворчатой тумбой и одним выдвижным ящиком с доводчиками. Нагрузка на столешницу не более 150 кг	шт.	53	—	
527-114-0209-0021	СМЛ-9-02 типа MedWell с мойкой и выдвижным ящиком, размеры 1000x600x900 мм, с возможностью подключения инженерных коммуникаций из стальной трубы 25x25x1,5 мм и листового металла 0,7мм. Мойка и столешница из нержавеющей стали, двухстворчатой тумбой и одним выдвижным ящиком с доводчиками. Нагрузка на столешницу не более 150 кг	шт.	55	—	
527-114-0209-0022	СП-1-00 типа MedWell из листовой нержавеющей стали 0,8 мм, размеры 1200x600x850 мм. Столешница усилена пластом древесно-стружечной плиты 16мм, нижняя полка перфорирована. Нагрузка не более 200 кг	шт.	27	—	
527-114-0209-0023	СП-1-01 типа MedWell из листовой нержавеющей стали 0,8 мм, размеры 1000x600x850 мм. Столешница усилена пластом древесно-стружечной плиты 16мм, нижняя полка перфорирована. Нагрузка не более 200 кг	шт.	20	—	






КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0209-0024	СП-1-02 типа MedWell из листовой нержавеющей стали 0,8 мм, размеры 900х600х850 мм. Столешница усилена пластом древесно-стружечной плиты 16мм, нижняя полка перфорирована. Нагрузка не более 200 кг	шт.	16	_____	
527-114-0209-0025	СП-1-03 типа MedWell из листовой нержавеющей стали 0,8 мм, размеры 1500х700х900 мм. Столешница усилена пластом древесно-стружечной плиты 16мм, нижняя полка перфорирована. Нагрузка не более 200 кг	шт.	30	_____	
527-114-0209-0026	СП-1М1-00 типа MedWell из листовой нержавеющей стали 0,8 мм, размеры 1200х700х900 мм. Столешница усилена пластом древесно-стружечной плиты 16мм. Нижняя полка не перфорирована. Нагрузка не более 200 кг	шт.	27	_____	
527-114-0209-0027	СП-1М1-01 типа MedWell из листовой нержавеющей стали 0,8 мм, размеры 1500х700х850 мм. Столешница усилена пластом древесно-стружечной плиты 16мм. Нижняя полка не перфорирована. Нагрузка не более 200 кг	шт.	32	_____	
527-114-0209-0028	СП-1М2-00 типа MedWell из листовой нержавеющей стали 0,8 мм, размеры 1200х700х850 мм. Столешница усилена пластом древесно-стружечной плиты 16мм. Без нижней полки. Нагрузка не более 200 кг	шт.	23	_____	
527-114-0209-0029	СП-1М3-00 типа MedWell с бортом и полкой без перфорации, размеры 1200х600х850 мм. Столешница и каркас нержавеющей сталь 0,8 мм. Под столешницей расположена древесно-стружечная плита толщиной 16 мм. Нагрузка не более 200 кг	шт.	25	_____	



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0209-0030	СП-1М4-00 типа MedWell с бортом и полкой без перфорации, размеры 1800x800x850 мм. Столешница и каркас нержавеющая сталь 0,8 мм. Под столешницей расположена древесно-стружечная плита толщиной 16 мм. Нагрузка не более 200 кг	шт.	48	_____	
527-114-0209-0031	СМИ-3-00 типа MedWell с бортом, размеры 1150x400x900 мм, каркас изготовлен из стальной трубы 25x25x1,5мм, столешница выполнена из нержавеющей стали 0,8 мм. Нагрузка не более 160 кг	шт.	15	_____	
527-114-0209-0032	СМИ-4-00 типа MedWell с бортом, размеры 1150x400x800 мм, каркас изготовлен из стальной трубы 25x25x1,5 мм, столешница выполнена из нержавеющей стали 0,8 мм. Нагрузка не более 160 кг	шт.	15	_____	
527-114-0209-0033	СМИ-5-00 типа MedWell передвижной, размеры с ручкой 1900x600x850 мм, каркас изготовлен из стальной трубы 25x25x1,5мм, столешница выполнена из нержавеющей стали 0,8 мм. Четыре колеса (два со стопором). Нагрузка не более 150 кг	шт.	32	_____	
527-114-0209-0034	СМН-1-00 типа MedWell с бортом и нижней полкой, размеры 800x600x870 мм. Каркас изготовлен из стальной трубы 25x25x1,5мм, столешница выполнена из нержавеющей стали 0,8 мм. Нагрузка не более 150 кг	шт.	20	_____	
527-114-0209-0035	СМН-2-00 типа MedWell с бортом и нижней полкой, размеры 2400x750x870 мм, каркас изготовлен из стальной трубы 25x25x1,5 мм, столешница выполнена из нержавеющей стали 0,8 мм. Нагрузка не более 150 кг	шт.	65	_____	



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0209-0036	СМН-3-00 типа MedWell с бортом и нижней полкой, размеры 1200x600x920 мм, каркас с дополнительной опорой изготовлен из стальной трубы 25x25x1,5мм, столешница выполнена из нержавеющей стали 0,8 мм. Нагрузка не более 150 кг	шт.	35	_____	
527-114-0209-0037	СМН-3-01 типа MedWell с бортом и нижней полкой, размеры 1500x600x850 мм, каркас с дополнительной опорой изготовлен из стальной трубы 25x25x1,5 мм, столешница выполнена из нержавеющей стали 0,8 мм. Нагрузка не более 150 кг	шт.	35	_____	
527-114-0209-0038	СМПМ-1-00 типа MedWell с бортом, перегородкой и выдвижным ящиком с доводчиком, размеры 1200x600x900 мм, каркас стола выполнен из стальной трубы 25x25x1,5 мм и листового металла 0,7мм. Нагрузка не более 150 кг	шт.	40	_____	
527-114-0209-0039	СМВ-1-00 типа MedWell для врача с мобильной тумбой, размеры стола 1200x600x750 мм, размеры тумбы 490x425x560 мм. Выдвижная тумба с тремя выдвижными ящиками с доводчиками. Каркас стола выполнен из стальной трубы 25x25x1,5 мм и листового металла 0,7мм. Тумба оснащена колесами, два колеса оснащены тормозом. Нагрузка на столешницу не более 150 кг, нагрузка на ящик тумбы не должна превышать 15кг	комплект	47	_____	
527-114-0400	Ширма				
527-114-0401-0003	ШМ-1-00 Ширма металлическая типа MedWell, односекционная, размером 960x510x1800 мм, на колесиках	шт.	5,6	_____	
527-114-0402	Ширма двухсекционная				
527-114-0402-0002	ШМ-2-00 Ширма металлическая типа MedWell, двухсекционная, размером 1920x510x1800 мм, на колесиках	шт.	11	_____	





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0403	Ширма трехсекционная				
527-114-0403-0003	ШМ-3-00 Ширма металлическая типа MedWell, трехсекционная, размером 2880x510x1800 мм, на колесиках	шт.	15,6	_____	
527-114-0404	Ширма четырехсекционная				
527-114-0404-0002	ШМ-4-00 Ширма металлическая типа MedWell, четырехсекционная, размером 3840x510x1800 мм, на колесиках	шт.	21	_____	
527-114-0511	Кушетка металлическая	шт.			
527-114-0511-0001	КМС-1-00 типа MedWell общее посадочное место, без подъемного подголовника, без спинки, габариты: 1900x610x500/520/560/600 мм. Каркас сборно-разборной конструкции из профильной трубы 25x25x1,5 мм, стали листовой 2 мм	шт.	23,5	_____	
527-114-0511-0003	КМС-2-00 типа MedWell общее посадочное место, без спинки, с подъемным подголовником (6 положений), габариты: 1900x610x500/520/560/600 мм. Каркас сборно-разборной конструкции из профильной трубы 25x25x1,5 мм, стали листовой 2 мм	шт.	24,5	_____	
527-114-0511-0004	КМС-2М1-00 типа MedWell общее посадочное место, смотровая с полкой, без спинки, с подъемным подголовником (6 положений) и нижней полкой, площадью ограниченной ножками, габариты: 1900x610x500/520/560/600 мм. Каркас сборно-разборной конструкции из профильной трубы 25x25x1,5 мм, 20x20x1,5 мм; стали листовой 2 мм; 0,5 мм	шт.	31,5	_____	






КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0600	Банкетка				
527-114-0604-0001	БМО-1-00 типа MedWell 3-х местная со спинкой, общее посадочное место. Общие габариты 1500x545x880 мм. Каркас цельносварной из профильной трубы 25x25x1,5; 40x20x2 мм	шт.	25	_____	
527-114-0604-0002	БМО-2-00 типа MedWell 4-х местная со спинкой, общее посадочное место. Общие габариты 2000x545x880 мм. Каркас цельносварной из профильной трубы 25x25x1,5; 40x20x2 мм	шт.	30	_____	
527-114-0604-0003	БМО-3-00 типа MedWell 3-х местная, с отдельными сиденьями со спинками, шириной по 600 мм каждое, общими габаритами 1900x555x870 мм. Каркас цельносварной из профильной трубы 20x20x1,5; 40x40x2 мм и листовой стали 2,0 мм	шт.	40	_____	
527-114-0604-0004	БМО-4-00 типа MedWell 3-х местная, общее посадочное место, без спинки, габаритом 1500x450x460 мм. Каркас цельносварной из профильной трубы 25x25x1,5; 40x20x2 мм	шт.	20	_____	

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0701	Тумба металлическая	шт.			
527-114-0701-0001	ТМП-1-00 типа MedWell, размеры 450x430x660 мм, 2 отделения: верхняя внутренняя открытая полка, нижняя часть с дверкой, 4 колеса (2 с тормозом)	шт.	15	—————	
527-114-0701-0002	ТМП-2-00 типа MedWell, размеры 450x430x660 мм, 2 отделения: верхний выдвижной ящик, нижняя часть с дверкой, 4 колеса (2 с тормозом)	шт.	18	—————	
527-114-0701-0003	ТМП-3-00 типа MedWell, размеры 450x430x660 мм, 3 отделения: верхний выдвижной ящик, средняя часть с дверкой, нижняя часть-внутренняя открытая полка, 4 колеса (2 с тормозом)	шт.	18	—————	
527-114-0701-0004	ТМП-4-00 типа MedWell, размеры 450x430x660 мм, 1 отделение полностью закрытое дверцей, внутри тумбы 2 полки, 4 колеса (2 с тормозом)	шт.	17	—————	
527-114-0701-0005	ТМП-6-00 типа MedWell, размеры 450x430x740мм, с поворотным столиком, 2 отделения: верхняя часть открытая полка, нижняя часть полностью закрыта дверцей и снабжена внутренней полкой, 4 колеса (2 с тормозом)	шт.	16	—————	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0800	Тележка				
527-114-0801	Тележка-каталка металлическая	шт.			
527-114-0801-0001	ТКМ-1-00 Тележка-каталка металлическая типа MedWell ТКМ-1	шт.	37	—	
527-114-0801-0002	ТКМ-2-00 Тележка-каталка металлическая типа MedWell ТКМ-2	шт.	43	—	
527-114-0801-0003	ТКМ-3-00 Тележка-каталка металлическая типа MedWell ТКМ-3	шт.	42	—	
527-114-0801-0004	ТКМ-5-00 Тележка-каталка металлическая типа MedWell ТКМ-5	шт.	63	—	
527-114-0801-0005	ТКС-2-00 типа MedWell ТКС-2 размеры 900х600х900 мм. Каркас цельносварной конструкции из профильной трубы, 2 полки из листовой нержавеющей стали. Максимальная нагрузка 100кг	шт.	21	—	
527-114-0801-0006	ТКС-2М1-00 типа MedWell ТКС-2 размеры 900х600х900 мм. Каркас цельносварной конструкции из профильной трубы, оснащен удобной гнутой ручкой, 2 полки из листовой нержавеющей стали 0,8 мм. Максимальная нагрузка 100кг	шт.	21	—	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0802	Тележка металлическая	шт.			
527-114-0802-0001	<p>ТКС-1-00            типа MedWell ТКС для транспортировки лекарственных средств, размеры 645x530x900 мм. С колесами с тормозным устройством, цельносварная конструкция из профильной трубы 20x20x1,5 мм, оснащена двумя съёмными корзинами. Нагрузка на одну корзину 15кг</p>	шт.	15	_____	
527-114-0802-0002	<p>ТКС-4-00            типа MedWell ТКС для уборки помещений, размеры 900x600x900 мм. Цельносварной конструкции из стальной трубы 20x20x1,5 мм, с тканевым мешком, ручкой и колесами, с тормозным устройством. Три полки из листового металла 0,7 мм, мешок из плотной ткани. Максимальная нагрузка 40 кг</p>	шт.	20	_____	
527-114-0802-0003	<p>ТКС-7            типа MedWell ТКС для постирочной, размеры 1000x500x1600 мм. Цельносварной конструкции из стальной трубы 20x20x1,5 мм, 20x1,5 мм листового металла 0,7мм, с двумя полками, колесами с тормозным устройством. Максимальная нагрузка не более 100 кг, объем 500 м3</p>	шт.	35	_____	
527-114-0802-0004	<p>ТКС-7            типа MedWell ТКС для постирочной, размеры 1630x640x820 мм. Цельносварной конструкции из стальной трубы 20x20x1,5 мм, 20x1,5мм листового металла 0,7мм, с двумя полками, колесами с тормозным устройством. Максимальная нагрузка не более 100 кг, объем 200 м3</p>	шт.	25	_____	
527-114-0802-0005	<p>ТКС-5-00            типа MedWell ТКС для белья/уборки помещений, размеры 900x600x900 мм. Цельносварной конструкции из стальной трубы 20x20x1,5 мм и листового металла 1,0 мм, с тканевым мешком и колесами с тормозным устройством. Максимальная нагрузка 40 кг</p>	шт.	12	_____	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-0802-0006	<p>ТКС-6-00            типа MedWell ТКС размеры 1130x660x975 мм.            Цельносварной конструкции из стальной трубы и листового металла со съемным ограждением, гнутой ручкой и колесами с тормозным устройством.            Максимальная нагрузка 200 кг</p>	шт.	20	—	
527-114-0900	Подставка				
527-114-0901	Подставка металлическая	шт.			
527-114-0901-0001	<p>ПМ-1-00            типа MedWell ПМ с двумя полками под биксы, размеры 680x430x870 мм, сборно-разборной конструкции из листового металла 0,7 мм. Нагрузка на одну полку до 50 кг</p>	шт.	10	—	
527-114-0901-0002	<p>ПМ-2-00            типа MedWell ПМ с тремя полками под биксы, размеры 680x430x1200 мм, сборно-разборной конструкции из листового металла 0,7 мм. Нагрузка на одну полку до 50 кг</p>	шт.	15	—	
527-114-0901-0003	<p>ПМ-4-00            типа MedWell ПМ с двумя чашами, размеры 815x510x700 мм, цельной, сварной конструкции со съемными чашами из нержавеющей стали, из профильных труб 25x25x1,5 мм и листовых пластин 1,5 мм. Нагрузка не более 20кг</p>	шт.	6	—	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-1000	Шкаф металлический				
527-114-1001	Шкаф металлический многофункциональный одностворчатый	шт.			
527-114-1001-0001	ШММ-2-00 типа MedWell двухсекционный, размеры 500x450x1900 мм, в каждой секции две полки и замок «Практик»	шт.	40,2	_____	
527-114-1001-0002	ШММ-2-01 типа MedWell двухсекционный, размеры 570x320x1755 мм, в каждой секции две полки и замок «Практик»	шт.	32	_____	
527-114-1001-0003	ШММ-2-02 типа MedWell двухсекционный, размеры 570x450x1900 мм, в каждой секции две полки и замок «Практик»	шт.	38	_____	
527-114-1001-0004	ШММ-3-00 типа MedWell двухсекционный, размеры 500x450x1900 мм, верхняя секция: две стеклянные полки, дверь из матового стекла, нижняя секция: металлическая дверь, две полки, замок «Практик»	шт.	47,7	_____	
527-114-1001-0005	ШММ-3-01 типа MedWell двухсекционный, размеры 570x320x1755 мм, верхняя секция: две стеклянные полки, дверь из матового стекла, нижняя секция: металлическая дверь, две полки, замок «Практик»	шт.	35	_____	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-1001-0006	ШММ-6-00 типа MedWell двухсекционный, размеры 600x400x1900 мм, четыре металлические полки, замок «Практик». Между верхней и нижней секцией расположен выдвижной ящик с доводчиками	шт.	55	_____	
527-114-1001-0007	ШММ-12-00 типа MedWell двухсекционный, замок «Практик», размеры 500x400x1900 мм, четыре регулируемые опоры	шт.	30	_____	
527-114-1001-0008	ШММ-14-01 типа MedWell односекционный, размеры 600x610x1300 мм. Внутренние 4 полки. Замок «Практик»	шт.	35	_____	
527-114-1001-0009	ШММ-17-00 типа MedWell односекционный, размеры 500x500x1830 мм (1930 мм с ножками). Слева три металлические полки, справа перекладина, крючки на перекладине и двери, внизу отделение	шт.	36	_____	
527-114-1001-0010	ШММ-34-00 Шкаф металлический многофункциональный типа MedWell с печатающим устройством, размеры 660x410x1895 мм. Количество отсеков восемь. Наличие замка и пломбировочного устройства на каждой двери	шт.	45	_____	







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-1002	Шкаф металлический многофункциональный двухстворчатый	шт.			
527-114-1002-0001	ШММ-4 -00 типа MedWell двухсекционный, размеры 800х450х1900 мм, верхняя секция: две стеклянные полки, дверь из матового стекла, нижняя секция: металлическая дверь, две полки, замок «Практик»	шт.	62	_____	
527-114-1002-0002	ШММ-4 -01 типа MedWell двухсекционный, размеры 800х400х1850 мм, верхняя секция: две стеклянные полки, дверь из матового стекла, нижняя секция: металлическая дверь, две полки, замок «Практик»	шт.	62	_____	
527-114-1002-0003	ШММ-4 -02 типа MedWell двухсекционный, размеры 700х320х1755 мм, верхняя секция: две стеклянные полки, дверь из матового стекла, нижняя секция: металлическая дверь, две полки, замок «Практик»	шт.	53	_____	
527-114-1002-0004	ШММ-4 -03 типа MedWell двухсекционный, размеры 1000х500х1800 мм, верхняя секция: две стеклянные полки, дверь из матового стекла, нижняя секция: металлическая дверь, две полки, замок «Практик»	шт.	62	_____	
527-114-1002-0005	ШММ-4 -04 типа MedWell двухсекционный, размеры 800х380х1970 мм, верхняя секция: две стеклянные полки, дверь из матового стекла, нижняя секция: металлическая дверь, две полки, замок «Практик»	шт.	68	_____	
527-114-1002-0006	ШММ-4-05 типа MedWell двухсекционный, размеры 850х500х1900 мм, верхняя секция: две стеклянные полки, дверь из матового стекла, нижняя секция: металлическая дверь, две полки, замок «Практик»	шт.	54	_____	






КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-1002-0007	<b>ШММ-5-00</b> типа MedWell двухсекционный, размеры 800x450x1900 мм, модульный, четыре полки, замок «Практик»	шт.	48	—————	
527-114-1002-0008	<b>ШММ-5-01</b> типа MedWell двухсекционный, размеры 800x400x1850 мм, модульный, четыре полки, замок «Практик»	шт.	45	—————	
527-114-1002-0009	<b>ШММ-5-02</b> типа MedWell двухсекционный, размеры 860x500x1850 мм, модульный, четыре полки, замок «Практик»	шт.	54	—————	
527-114-1002-0010	<b>ШММ-5-03</b> типа MedWell двухсекционный, размеры 1200x600x2000 мм, модульный, четыре полки, замок «Практик»	шт.	72	—————	
527-114-1002-0011	<b>ШММ-5М1-00</b> типа MedWell двухсекционный с двумя отделами, размеры 800x450x2000 мм, верх без дверей, две фиксированные полки, низ двери закрытые, одна фиксированная полка, замок «Практик»	шт.	50	—————	
527-114-1002-0012	<b>ШММ-7-00</b> типа MedWell односекционный, размеры 900x450x1875 мм, 4 металлические полки, замок ригельный	шт.	51	—————	

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-1002-0013	ШММ-7-01 типа MedWell одnoseкционный, размеры 850x400x1875 мм, 4 металлические полки, замок ригельный	шт.	48	_____	
527-114-1002-0014	ШММ-7-02 типа MedWell одnoseкционный, размеры 915x458x1996 мм, 4 металлические полки, замок ригельный	шт.	58	_____	
527-114-1002-0015	ШММ-7-03 типа MedWell одnoseкционный, размеры 600x400x1875 мм, 4 металлические полки, замок ригельный	шт.	40	_____	
527-114-1002-0016	ШММ-7-04 типа MedWell одnoseкционный, размеры 850x500x2020 мм, 4 металлические полки, замок ригельный	шт.	52	_____	
527-114-1002-0017	ШММ-7-05 типа MedWell одnoseкционный, размеры 1200x600x1700 мм, 4 металлические полки, замок ригельный	шт.	66	_____	
527-114-1002-0018	ШММ-7-06 типа MedWell одnoseкционный, размеры 900x600x1860 мм, 4 металлические полки, замок ригельный	шт.	58	_____	

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-1002-0019	ШММ-7-07 типа MedWell односекционный, размеры 950x500x1900 мм, 4 металлические полки, замок ригельный	шт.	55	_____	
527-114-1002-0020	ШММ-7-08 типа MedWell односекционный, размеры 900x400x2000 мм, 4 металлические полки, замок ригельный	шт.	51	_____	
527-114-1002-0021	ШММ-7-9 типа MedWell односекционный, размеры 850x450x2000 мм, 4 металлические полки, замок ригельный	шт.	51	_____	
527-114-1002-0022	ШММ-7-10 типа MedWell односекционный, размеры 1000x450x2000 мм, 4 металлические полки, замок ригельный	шт.	56	_____	
527-114-1002-0023	ШММ-7М1-00 типа MedWell односекционный, размеры 850x400x1860 (1875)мм, две металлические полки, замок ригельный	шт.	56	_____	
527-114-1002-0024	ШММ-7М1-01 типа MedWell односекционный, размеры 1250x600x1200 мм, две металлические полки, замок ригельный	шт.	60	_____	

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-1002-0025	ШММ-7М2-00 типа MedWell односекционный, размеры 850x400x1860 мм, 3 металлические полки, замок ригельный	шт.	60	_____	
527-114-1002-0026	ШММ-7М3-00 типа MedWell односекционный, размеры 850x400x2100 мм, 5 металлических полок, замок ригельный	шт.	60	_____	
527-114-1002-0027	ШММНС-7-00 типа MedWell односекционный, размеры 915x458x1996 мм, из нержавеющей стали, 4 полки, замок ригельный, опоры регулируемые	шт.	58	_____	
527-114-1002-0028	ШММНС-7-01 типа MedWell односекционный, размеры 800x600x1730 мм, из нержавеющей стали, 4 полки, замок ригельный, опоры регулируемые	шт.	56	_____	
527-114-1002-0029	ШММНС-7-02 типа MedWell односекционный, размеры 820x560x1800 мм, из нержавеющей стали, 4 полки, замок ригельный, опоры регулируемые	шт.	56	_____	
527-114-1002-0030	ШММНС-7-03 типа MedWell односекционный, размеры 1000x600x1700 мм, из нержавеющей стали, 4 полки, замок ригельный, опоры регулируемые	шт.	60	_____	

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-1002-0031	ШММНС-7-04 типа MedWell односекционный, размеры 800x500x1800 мм, из нержавеющей стали, 4 полки, замок ригельный, опоры регулируемые	шт.	56	_____	
527-114-1002-0032	ШММ-8-00 типа MedWell с двумя отделами, размеры 800x450x1900 мм, верх двери распашные со стеклом, 2 металлические полки, низ металлические двери, 1 полка, замки «Практик». По центру расположены 2 выдвижных ящика с доводчиками	шт.	55	_____	
527-114-1002-0033	ШММ-10М1-00 типа MedWell двери распашные со стеклом в металлической рамке без замка, фиксацией магнитом, размеры 800x450x1900 мм. Четыре металлические съемные и регулируемые полки	шт.	55	_____	
527-114-1002-0034	ШММ-11-00 типа MedWell односекционный с замком "Практик", размеры 2000x500x1950 мм. В шкаф помещается 8 кислородных баллонов объемом 40 литров и диаметром 230 мм	шт.	70	_____	
527-114-1002-0035	ШММ-13-00 типа MedWell из нержавеющей стали, двухсекционный, размеры 900x500x600 мм (700 мм с ножками), замок ригельный. Внутренняя 1 полка делит пространство пополам по длине	шт.	25	_____	
527-114-1002-0036	ШММ-14-00 типа MedWell двухсекционный, замок ригельный, размеры 1200x600x765 мм	шт.	30	_____	

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАССА БРУТТО, КГ	СМЕТНАЯ ЦЕНА ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ	ФОТО
527-114-1002-0037	ШММ-15-00 типа MedWell для хранения медикаментов с трейзером, размеры 900x465x1850 мм. Пять регулируемых по высоте полок, одна фиксированная полка посередине, под фиксированной полкой установлен выдвижной столик, шесть ящиков для хранения медикаментов (по три штуки на каждой двери)	шт.	66	_____	
527-114-1002-0038	ШММ-16-00 типа MedWell для хранения химических реактивов, размеры 800x470x1850 мм, замок «Практик». Два отделения, в каждом четыре съемные перфорированные полки, верхняя часть шкафа оснащена вентиляционным патрубком диаметром не менее 100 мм для воздуховода, нижняя часть двери оснащена вентиляционными жалюзи	шт.	66	_____	
527-114-1002-0039	ШММ-16-01 типа MedWell для хранения химических реактивов, размеры 800x400x1750 мм, замок «Практик». Два отделения, в каждом четыре съемные перфорированные полки, верхняя часть шкафа оснащена вентиляционным патрубком диаметром не менее 100 мм для воздуховода, нижняя часть двери оснащена вентиляционными жалюзи	шт.	66	_____	
527-114-1002-0040	ШММ-16-02 типа MedWell для хранения химических реактивов, размеры 900x450x1900 мм, замок «Практик». Два отделения, в каждом четыре съемные перфорированные полки, верхняя часть шкафа оснащена вентиляционным патрубком диаметром не менее 100 мм для воздуховода, нижняя часть двери оснащена вентиляционными жалюзи	шт.	62	_____	
527-114-1002-0041	ШММ-18-00 типа MedWell односекционный, размеры 900x500x1830 (1900) мм, слева три металлические полки, сверху одна полка по всей длине шкафа, справа перекладина, крючки на перекладине и двери, внизу отделение для габаритных вещей	шт.	54	_____	
524-301-0106	Комплекс для родов	шт.			
524-301-0106-0001	КВР-1-00 Комплекс для вертикальных родов типа Арай	комплект	100	_____	